

# Protefix<sup>®</sup>

## Haft-Polster

für Vollprothesen

Das Sicherheitspolster bei schwierigen Kiefernverhältnissen.  
Haftet sicher, verhindert Druckstellen und ist neutral im Geschmack.

**Anwendung:** Das Haft-Polster 10 Sekunden in handwarmes Wasser tauchen,  
dann auf die gereinigte, feuchte Prothese auflegen und andrücken.

**Bitte Gebrauchsanweisung beachten.**

**Zusammensetzung:** Natriumalginat (28 %), Viskose-Faser, Polypropylenfaser.

**Nur für Unterkiefer Vollprothesen!**

Inhalt: 30 Stück



  
Queisser  
PHARMA  
GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg